

NAPINAJĄCY ZABIEG MIKROKOLAGENOWY Z MULTYPEPTYDAMI - COLLAGEN & MICROCOLLAGEN LINE

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- skóra dojrzała wymagająca liftu, regeneracji i odmłodzenia

DZIAŁANIE ZABIEGU

- poprawa napięcia, odżywienie, stymulacja metabolizmu skóry

PREPARATY DO ZABIEGU

- Perfect Eye Cleanser
- Microcollagen Satin Emulsion
- Caviar Face Peeling
- Microcollagen Lift Lotion
- Microcollagen & Multipeptide Serum
- Crystal Collagen Gold Anti - Age Mask
- Diamond Eye Lift
- Microcollagen & Peptide Luxury Cream

SCHEMAT ZABIEGU

- KROK I** Zmywamy okolice oczu **Perfect Eye Cleanser**, twarz, szyję i dekolt **Microcollagen Satin Emulsion** przy użyciu chusty zabiegowej.
- KROK II** Nakładamy **Caviar Face Peeling**, przemasowujemy, zmywamy i tonizujemy **Microcollagen Lift Lotion**.
- KROK III** Aplikujemy na skórę **Microcollagen & Multipeptide Serum***, wmasowujemy.
- KROK IV** Nakładamy **Crystal Collagen Gold Anti - Age Mask**, po 20 minutach zdejmujemy, a powstały pod płatem żel wmasowujemy.
- KROK V** Na okolice oczu aplikujemy **Diamond Eye Lift**, na twarz, szyję i dekolt **Microcollagen & Peptide Luxury Cream**.

PIELĘGNACJA DOMOWA

- Perfect Eye Cleanser
- Microcollagen Satin Emulsion, Microcollagen Lift Lotion
- Diamond Eye Lift lub Eye Multipeptide Pearls
- Microcollagen & Peptide Luxury Cream

UWAGI:

- * Microcollagen & Multipeptide Serum można wprowadzać sono lub jonoforezą (+)